

Askina® THINSite®

Тонкая впитывающая гидрогелевая повязка



Хорошо приспособляется к контурам тела в анатомически сложных областях.

Снижает трение при движении пациента: не скручивается и не мнется.

Позволяет визуально контролировать впитавшийся экссудат.

Надежно держится на ране.

Во время смены повязки нежно удаляется, не повреждая ткани и не оставляя на коже остатков клея.

Askina® THINSite® - это сверхтонкая повязка на рану, которая хорошо приспособляется к форме тела. Askina® THINSite® впитывает экссудат равнозначно с более толстыми гидроколлоидными повязками, но она тоньше, удобнее и эластичнее. Т.н. сухой гидрогель нового поколения гарантирует прекрасную впитываемость и защиту от протекания на протяжении длительного времени.




РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- › Повязка Askina® THINSite® накладывается без касания.
- › Повязку можно нарезать на кусочки подходящего размера и формы.
- › Повязку можно также использовать для защиты кожи вокруг стомы.

Показания

- › пролежни
- › венозные язвы
- › артериальные язвы
- › операционные раны
- › маленькие царапины (абразии) и лацерации

Прекрасная впитывающая способность



В сравнении, проведенном в течение пяти дней, Askina® THINSite® впитала значительно больше жидкости, чем толстая и тонкая гидроколлоидные повязки других производителей. Такой результат получен благодаря уникальной длительной способности гидрогеля впитывать экссудат.

Данные в файле



Askina® THINSite®	Размеры	Код изделия
	10 x 10 см	0072888T
	15 x 15 см	0072894V
	20 x 20 см	0072891W

Гранулирующие и эпителизирующие раны